



FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT **PHARMALYTE, BROAD RANGE pH 3-10**

REFERENCE 17-0456-01

CONDITIONNEMENT 25 ml

CHARACTERISTIQUE TECHNIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT Mélange d'ampholytes , avec une capacité élevée de "buffering" par unité de pH

APPLICATIONS Transportateurs ampholythiques pour IEF de haute résolution

COMPOSITION Copolymers de glycine, glycyglycine, amines et epichlorohydrine.

FORMULATION solution stérile, filtrée

RANGE DE pH 3 - 10

TEMPERATURE DE STOCKAGE 4-8°C