

Désignation

- IMMOBILINE DRYSTRIP PH 3-10 L 18CM

Référence

- 17-1234-01

Unité de vente

- 1 kit de 12

Description

- Gels Immobiline DryStrip
- Les gels Immobiline DryStrip (bandes IPG) sont utilisés pour la focalisation isoélectrique (IEF), soit comme première dimension d'une électrophorèse bidimensionnelle, soit comme application séparée.
- Ph gradient : linéaires
- Plage de Ph : 3-10
- Dimensions : 180 x 3 x 0,5 mm

