

Désignation

- FICOLL PAQUE PLUS

Référence

- 17-1440-03

Unité de vente : 6x500 ml



-
- Ficoll-Paque™ PLUS est un milieu aqueux stérile, prêt à l'emploi, pour la centrifugation en gradient de densité. Ce milieu est composé d'un mélange de Ficoll™ PM400 et de diatrizoate de sodium à une densité de 1,077 g/mL.
 - Ficoll-Paque PLUS est soumis à des tests de contrôle qualité afin de garantir de faibles niveaux d'endotoxines.
 - Ce milieu a été développé pour la purification, à grande ou petite échelle, de cellules mononucléaires issues du sang périphérique humain, grâce à une technique de centrifugation simple et rapide mise au point par Boyum (1, 2).
 - Des protocoles de purification de cellules mononucléaires issues d'autres sources que le sang périphérique humain ont également été développés (3-6). L'isolement des cellules mononucléaires peut être automatisé et fermé grâce à la technologie Sepax™ (7, 8).