

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	17-5442-02
<b>Désignation</b>	Ficoll paque premium



### Description :

- ✓ Milieu à gradient de densité stérile prêt à l'emploi conçu pour la préparation de cellules mononucléaires à partir de sang périphérique, de moelle osseuse et de sang de cordon.
- ✓ Densité max : 1.078 g/ml
- ✓ Fabriqué sous un système de gestion de la qualité certifié ISO 13485.
- ✓ Faibles niveaux d'endotoxine (< 0,12 UE/mL) sécurisés et testés.
- ✓ Degré de cytotoxicité 0.
- ✓ Choix de densités : 1,077, 1,084 et 1,073 g/mL.
- ✓ Un Dossier d'Assistance Réglementaire (RSF) est disponible pour les produits Ficoll-Paque PREMIUM.
- ✓ Conditionnement : bouteille de 100 ml

### Unité de vente :

6x100ml Ficoll paque premium