

## Désignation

- IMMOBILINE DRYSTRIP PH3-10 13cm

## Référence

- 17-6001-14

## Unité de vente

- 1 kit de 12



## Description

- Gels Immobiline DryStrip
- Les gels Immobiline DryStrip (bandes IPG) sont utilisés pour la focalisation isoélectrique (IEF), soit comme première dimension d'une électrophorèse bidimensionnelle, soit comme application séparée.
- Ph gradient : linéaires
- Plage de Ph : 3-10
- Dimensions : 130 x 3 x 0,5 mm

