

Désignation

- PIPET-LITE LTS L-1000XLS+ 100-1000 μ L RAININ

Référence

- 17014382

Unité de vente

1 Pipette

Description

- Pipette manuelle monocanal Pipet-Lite™ XLS+, 100-1000 μ L, utilisant des embouts LT™ LiteTouch™. Précise et fiable, ergonomique, extrémité liquide autoclavable, robuste et durable (L-1000XLS+).
- Plage de volumes 100 μ L – 1,000 μ L
- Incrément (manuel) 2 μ L
- Volume 100 μ L, 500 μ L, 1,000 μ L
- Précision \pm 3 % / 3 μ L, 0.8 % / 4 μ L, 0.8 % / 8 μ L
- Précision \pm 0.6 % / 0.6 μ L, 0.2 % / 1 μ L, 0.15 % / 1.5 μ L
- Technologie de cônes LiteTouch System LTS
- Canaux 1
- Type de pipette Manuel

