

## Désignation

- PIPET-LITE LTS L-200XLS+ 20-200 $\mu$ L RAININ

## Référence

- 17014391

## Unité de vente

1 Pipette

## Description

- Pipette manuelle monovoie XLS+ manual single-channel pipette, 20-200  $\mu$ L, s'utilise avec les LTS™ LiteTouch™. Très précise, ergonomique, extrémité liquide autoclavable, robuste et durable (L-200XLS+)
- Plage de volumes 20  $\mu$ L – 200  $\mu$ L
- Incrément (manuel) 0.2  $\mu$ L
- Volume 20  $\mu$ L, 100  $\mu$ L, 200  $\mu$ L
- Précision  $\pm$  2.5 % / 0.5  $\mu$ L , 0.8 % / 0.8  $\mu$ L , 0.8 % / 1.6  $\mu$ L
- Précision  $\pm$  1 % / 0.2  $\mu$ L , 0.25 % / 0.25  $\mu$ L , 0.15 % / 0.3  $\mu$ L
- Technologie de cônes LiteTouch System LTS
- Canaux 1
- Type de pipette Manuel

