

## Désignation

- PIPET-LITE LTS L-20XLS+ 2-20 $\mu$ L RAININ

## Référence

- 17014392

## Unité de vente

1 Pipette

## Description

- Pipette manuelle monovoie Pipet-Lite<sup>TM</sup> XLS+, de 2 à 20  $\mu$ L, s'utilise avec les cônes LTSTM LiteTouch<sup>TM</sup>. Très précise, ergonomique, extrémité liquide autoclavable, robuste et durable (L-20XLS+)
- Plage de volumes 2  $\mu$ L – 20  $\mu$ L
- Incrément (manuel) 0,02  $\mu$ L
- Volume 2  $\mu$ L, 10  $\mu$ L, 20  $\mu$ L
- Précision  $\pm$  7,5 % / 0,15  $\mu$ L , 1,5 % / 0,15  $\mu$ L , 1 % / 0,2  $\mu$ L
- Précision  $\pm$  2 % / 0,04  $\mu$ L , 0,5 % / 0,05  $\mu$ L , 0,3 % / 0,06  $\mu$ L
- Technologie de cônes Système LTS (LiteTouch System)
- Canaux 1
- Type de pipette Manuel

