

## Désignation

- Pipet - Lite XLS+ modèle LTS - 0,2 - 2  $\mu$ l

## Référence

- 17014393

## Unité de vente

1 Pipette

## Description

- Pipette manuelle monocanal Pipet-Lite™ XLS+, de 0,1 à 2  $\mu$ L, s'utilise avec les cônes LTSTM LiteTouch™.
- Très précise, ergonomique, partie basse autoclavable, robuste et durable (L-2XLS+)
- Plage de volumes 0,1  $\mu$ L – 2  $\mu$ L
- Incrément (manuel) 0,002  $\mu$ L
- Volume 0,2  $\mu$ L, 1  $\mu$ L, 2  $\mu$ L
- Précision  $\pm$  12 % / 0,024  $\mu$ L , 2,7 % / 0,027  $\mu$ L , 1,5 % / 0,03  $\mu$ L
- Précision  $\pm$  6 % / 0,012  $\mu$ L , 1,3 % / 0,013  $\mu$ L , 0,7 % / 0,014  $\mu$ L
- Technologie de cônes Système LTS (LiteTouch System)
- Canaux 1
- Type de pipette : Manuel

