

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	176121
<b>Désignation</b>	Set colorant alimentaire



### Description :

- ✓ Set de 7 flacons de colorant alimentaire
- ✓ Adapté à la chromatographie
- ✓ Couleurs comprises dans le set :
  - 1g E102 tartrazine
  - 1g E133 bleu brillant
  - 1g E122 carmoisine
  - 1g E110 jaune soleil
  - 1g E131 bleu verni V
  - 1g E142 vert S
  - 1g E127 érythrosine

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1 g de chaque colorant

### Unité de vente :

1 Set de colorant alimentaire