

Désignation

- Eponge stick 3m avec 10ml tampon neutralisant

Référence

- 176146

Unité de vente : 100



Description

- Écouvillons 3M SSL10NB, pointe éponge avec bâton en plastique, tampon neutralisant 10 ml inclus, sachets de 20, sans gants
- Type d'embout : Éponge
- Matériau du bâton : plastique
- Tampon neutralisant
- Facile à utiliser pour l'échantillonnage de produits et les tests environnementaux
- Permet le prélèvement d'échantillons sans toucher l'intérieur du sac
- Le bâton permet d'accéder aux zones difficiles d'accès et de prélever l'échantillon sans manipuler directement l'éponge
- Retirez facilement l'éponge de la poignée après l'avoir tamponnée
- L'éponge pré-humidifiée est durable et sans biocide et n'affecte pas la viabilité de l'organisme
- Le matériau cellulosique est absorbant et retiendra et libérera efficacement l'échantillon sans égouttement excessif
- Sac d'échantillon de 15 x 28 cm d'une capacité de 852 ml

