


Désignation

- Tube - spin bioreactor 450 ml fond conique

Référence

- 187450



Unité de vente : 400

-
- Tube à centrifuger avec capuchon vissant à filtre
 - Pour la culture de cellules en suspension en étape préparatrice, petites productions, avant production à grande échelle
 - Echange gazeux à travers les ouvertures du bouchon vissant à filtre stérile en PTFE
 - Culture possible en incubation à agitation à 37 °C
 - Volume 450 ml
 - Matériau PP
 - Dimensions \varnothing x h : 96 x 145 mm
 - Fond Conique
 - Vitesse de centrifugation : 3500 g