

Désignation

- Flacon de culture col incliné à bouchon ventilé
2 positions 150cm² TPP - sachet de 3

Référence

- 190150

Unité de vente

36 Flacons

Description

- Traités pour favoriser l'adhésion et la croissance cellulaire.
- Marquage bilatéral
- Flacon en PS et bouchon en PE
- Flacons ventilés ou filtrants : ventilé : en position ventilé lorsque le rectangle est vers le haut, en position étanche lorsque le rectangle est à 90°
- Filtrant : membrane PTFE hydrophobe pores de 0,22 µm
- Stérile
- Volume Total : 690 ml
- RNase/DNase free

