



190494

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux

Le Chiffon de Nettoyage non pelucheux Tork est un chiffon résistant et flexible. Le rouleau est emballé dans un carton protecteur et peut s'utiliser avec le Distributeur dérouleur sur pied Tork ou le Distributeur Mural Standard Tork, développés pour offrir sécurité, efficacité et fiabilité grâce à la simplicité de rechargement et au fait que le chiffon se déchire facilement d'une seule main.

- Répond à tous vos besoins en nettoyage, car s'utilise avec la plupart des solvants, désinfectants et détergents
- Chiffon multi-usages, utilisable pour une grande variété de tâches, ce qui permet de limiter le nombre de chiffons différents requis
- Idéal pour une utilisation sur les surfaces sensibles grâce à son peluchage extrêmement faible



Think ahead.

190494

Tork Chiffon de Nettoyage non pelucheux

Données du produit

Système W2, W3, W1	Longueur du rouleau 180 m	Largeur du rouleau 27.5 cm
Diamètre du rouleau 25.2 cm	Nombre de feuilles 500	Longueur de feuille 36 cm
Diamètre intérieur mandrin 7.1 cm	Pli 1	Impression No
Nombre de feuilles 500	Gaufrage No	Couleur Turquoise

Certificats de produits



For Wiping



The mark of responsible forestry

Données d'expédition

	Unités consommateur	Unité de transport	Palette
EAN	7322540741186	7322540741186	7322540754575
Matériau d'emballage	none	Carton	
Pièces	1	1	72
Poids brut	3647 g	3.6 kg	262.58 kg
Hauteur	292 mm	292 mm	1902 mm
Longueur	264 mm	264 mm	1200 mm
Largeur	264 mm	264 mm	800 mm
Poids net	3366 g	3.4 kg	242.35 kg
Volume	20.35 dm ³	20.35 dm ³	1.46 m ³