



TOULEMONDE
Productions

SPERMASCOPE UNIVERSEL

COMPTEURS MORPHOLOGIQUES DE SPERMATOZOIDES



Conforme aux recommandations de l'O.M.S.
Affichage de tous les compteurs simultanément

Caractéristiques :

Ecran LCD, Dimension : 120 X 70 mm
Identification de la formule
Mémoire jusqu'à 50 formules
6 touches configurables en compteur d'évènements (non comptées dans la formule)
18 touches pour le comptage des formes TYPIQUES et ATYPIQUE
Correction des dernières touches ou ensemble de touches frappées
Signal sonore et blocage à 100
Calcul de l'indice d'anomalies multiples (IAM)
Réédition d'une formule enregistrée
Fourni avec clé USB (méthode de comptage Kruger)
Enregistrement des données sur clé USB –
Impression possible sur imprimante par intermédiaire d'un PC
Compatible sous système Windows
Poids net: 1,030 kg (Poids brut: 2 kgs)
Dimensions : L 200 x H 40 x P 250
Alimentation : 230 Volts - 50/ 60 Hz