

FICHE TECHNIQUE

Référence	1001047
Désignation	Papier filtre



Description :

- ✓ Papier filtre qualitatif standard Whatman
- ✓ Grade 1
- ✓ En cellulose, fabriqué à partir d'ouate de coton haute qualité

Caractéristiques techniques :

- ✓ Vitesse de filtration : moyenne
- ✓ Rétention : 11 μm
- ✓ Epaisseur : 180 μm
- ✓ Grammage : 87 g/m²
- ✓ Dimensions : \varnothing 47 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre