

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------|
| Référence | 1001055B |
| Désignation | Papiers filtre |



Description :

- ✓ Application : travaux analytiques
- ✓ Aspect : lisse
- ✓ Vitesse de filtration : moyenne
- ✓ Grade : 601
- ✓ Gamme de rétention : 5 – 13 μm
- ✓ Grammage : 73 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,16 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 88 secondes
- ✓ Diamètre : 55 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre
