

FICHE TECHNIQUE

Référence	1001070
Désignation	Papier filtre



Description :

- ✓ Papier filtre qualitatif plat en cellulose Whatman
- ✓ Fabriqué à partir d'ouate de coton haute qualité
- ✓ Utilisé dans les techniques d'analyses qualitatives pour déterminer et identifier des substances

Caractéristiques techniques :

- ✓ Grade : 1
- ✓ Vitesse de filtration : moyenne
- ✓ Rétention : 11 μm
- ✓ Epaisseur : 180 μm
- ✓ Grammage : 87 g/m²
- ✓ Diamètre : 70 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtres