

## FICHE TECHNIQUE

Référence	1001090
Désignation	Papiers filtre qualitatifs



### Description :

- ✓ Fabriqués à partir d'ouate de coton de haute qualité
- ✓ Vitesse de filtration / aspect : moyenne
- ✓ Rétention : 11  $\mu\text{m}$
- ✓ Epaisseur : 180  $\mu\text{m}$
- ✓ Grammage : 87  $\text{g}/\text{m}^2$
- ✓ Diamètre : 90 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre