

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	1002042B
<b>Désignation</b>	Papiers filtre qualitatifs



### Description :

- ✓ En cellulose
- ✓ Teneur en cendres 0,06 %
- ✓ Application : filtration rapide de liquides avec particules fines
- ✓ Vitesse de filtration : moyenne
- ✓ Grade : 113 (plat)
- ✓ Gamme de rétention : 5 - 8  $\mu\text{m}$
- ✓ Grammage : 87 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Epaisseur : 0,16 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 50 secondes
- ✓ Diamètre : 42,5 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre

---