

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	voir tableau ci-dessous
<b>Désignation</b>	<b>Lames de Microscopie SuperFrost®</b>



### Description :

- ✓ Lames de microscopie SuperFrost® standard
- ✓ Dimensions : 76 x 26 mm
- ✓ Epaisseur aproximative: 1 mm
- ✓ Zone de marquage: 20 mm
- ✓ Marquage couleur résistant aux solvants.
- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Conformes à la norme ISO 8037/1 portant sur les dimensions, le marquage, les propriétés optiques et la tolérance des lames de microscopie.
- ✓ Bords : rodés 45°, rodés 90°, ou coupés
- ✓ Différents coloris disponibles, voir tableau ci-dessous :

Bord	Blanc	Jaune	Bleu	Rose	Vert	Orange
<b>Coupé</b>	100204M	100204MJ	100204MB	100204MR	100204MV	-
<b>Rodé 90°</b>	100205M	-	-	-	-	-
<b>Rodé 45°</b>	100206M	-	-	-	-	-

**Unité de vente :**

La boîte de 50 lames