

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Référence | 1002055B |
| Désignation | Papiers filtre qualitatifs |



Description :

- ✓ En cellulose
- ✓ Teneur en cendres 0,06 %
- ✓ Application : filtration rapide de liquides avec particules fines
- ✓ Vitesse de filtration : moyenne
- ✓ Grade : 113 (plat)
- ✓ Gamme de rétention : 5 - 8 μm
- ✓ Grammage : 87 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,16 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 50 secondes
- ✓ Diamètre : 55 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre
