

FICHE TECHNIQUE

Référence	100206BM
Désignation	Lames Super - Frost porte - objet 76 x 26 mm version standard coloris bleu



Description :

- ✓ En verre sodocalcique
- ✓ Dimensions : 26 x 76 mm, épaisseur : 1 mm
- ✓ Matériau : Verre sodocalcique
- ✓ Dimensions : 26 x 76 x 1 mm
- ✓ Couleur : Bleu
- ✓ Bord : rodé 45°
- ✓ Modèle : SuperFrost

Unité de vente :

50 Lames