

FICHE TECHNIQUE

Référence	voir tableau ci-dessous
Désignation	Lames de Microscopie StarFrost®



Description :

- ✓ Lames de microscopie StarFrost® standard
- ✓ En verre sodocalcique hydrophile
- ✓ Dimensions : 26 x 76 mm.
- ✓ Epaisseur approximative : 1,0 mm
- ✓ Lavées, dégraissées et polies, prêtes à l'emploi
- ✓ Conformes à la norme ISO 8037/1 portant sur les dimensions, le marquage, les propriétés optiques et la tolérance des lames de microscopie.
- ✓ Lames de haute-définition, leur transparence permet une amélioration de la visualisation au microscope.
- ✓ Zone de marquage : 20 x 20 mm.
- ✓ Différents coloris et bords disponibles, voir tableau ci-dessous :

Bord	Blanc	Jaune	Bleu	Rose	Vert	Orange
Coupé	100204	100204J	100204B	100204R	100204V	100204O
Rodé 90°	100205	100205J	100205B	100205R	100205V	100205O
Rodé 45°	100206	100206J	100206B	100206RS	100206V	100206O
Rodé biseauté	100283	100284	100287	100285	100286	100288

Unité de vente :

La boîte de 50 lames