

FICHE TECHNIQUE

Référence	1004055
Désignation	PAPIER FILTRE STANDARD TYPE GRADE 4 D. 55 mm x 100

Description :

- ✓ Filtre en cellulose
- ✓ Grade 4, standard
- ✓ Diamètre : 55mm
- ✓ Rétention de particules en solution : 25µm
- ✓ Débit d'eau pour diamètre 9cm : 247 ml/min
- ✓ Epaisseur : 210 µm
- ✓ Poids : 92 g/m²
- ✓ Débit d'air : 4 s/100 ml/in²
- ✓ Cendres : 0.06%
- ✓ Elements trace :

Aluminium 3.6 µg/g
Antimony <0.5 µg/g
Arsenic <0.5 µg/g
Barium <0.5 µg/g
Boron <1 µg/g
Calcium 27.5 µg/g
Chromium 1 µg/g
Copper 0.9 µg/g
Iron 13.7 µg/g

Lead <0.5 µg/g
Magnesium 21 µg/g
Manganese <0.5 µg/g
Mercury <0.5 µg/g
Potassium 6.2 µg/g
Silicon 8.8 µg/g
Sodium 32.3 µg/g
Zinc 58.3 µg/g

Unité de vente :

100 filtres