

FICHE TECHNIQUE

Référence	1005042B
Désignation	Papiers filtre qualitatifs



Description :

- ✓ En cellulose
- ✓ Teneur en cendres 0,06 %
- ✓ Application : baryum, sulfates, acide métasanique, oxyde cuivreux
- ✓ Vitesse de filtration : très lente
- ✓ Grade : 115
- ✓ Gamme de rétention : 2 - 3 μm
- ✓ Grammage : 84 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,14 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 180 secondes
- ✓ Diamètre : 42,5 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre
