

FICHE TECHNIQUE

Référence	102028N
Désignation	Cryotubes 2 ml



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Jupe crantée permettant de bloquer le tube dans le portoir
- ✓ Tubes gradués avec plaque d'identification
- ✓ Stériles, non pyrogènes
- ✓ A pas de vis interne avec joint cylindrique, renforce l'étanchéité et la sécurité du tube
- ✓ Dimensions (diamètre x hauteur) : 12,5 x 48 mm
- ✓ A fond rond
- ✓ Volume : 2 ml

Unité de vente :

100 Cryotubes
