

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	102051N
<b>Désignation</b>	Cryotubes



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Tubes gradués avec plaque d'identification
- ✓ Stériles, non pyrogènes
- ✓ Joint cylindrique, au lieu d'être plat, renforce l'étanchéité et la sécurité du tubes
- ✓ A pas de vis interne
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Fond : rond
- ✓ Dimensions : 12,5 x 90 mm

### Unité de vente :

100 Cryotubes

---