

FICHE TECHNIQUE

Référence	10370019
Désignation	Filtre fibre verre GF 6 47 mm



Description :

- ✓ Convient à l'analyse de l'eau et des eaux usées, grâce à la rétention des particules extrêmement fines et à sa résistance renforcée.
- ✓ Efficacité de rétention du filtre submicronique pour capturer des particules très petites
- ✓ Liant inorganique pour une résistance renforcée
- ✓ Résistance à une température maximale de 500°C
- ✓ Peut être utilisé comme préfiltre pour les échantillons denses
- ✓ Format : Rond
- ✓ Matériau : Verre borosilicaté
- ✓ Épaisseur : 350 µm
- ✓ Débit : Lent
- ✓ Particle Retention : <1 µm
- ✓ Diamètre : 47 mm
- ✓ Qualité GF 6

Unité de vente :

200 Filtres