


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	10417012
<b>Désignation</b>	Membrane PC 47 mm



### Description :

- ✓ Membrane de filtration Nuclepore
- ✓ En polycarbonate
- ✓ Forme : ronde
- ✓ Taille des pores : 0,2  $\mu$ m
- ✓ Dimensions :  $\varnothing$  47 mm

Exemples d'applications : epifluorescence ; cytologie ; contrôle de l'eau ; clarification de solutions ; biologie cellulaire ; contrôle des produits pharmaceutiques ; contrôle des boissons ; analyse de l'air ; tests EPA ; contrôles de l'environnement ; HPLC ; contrôle des carburants ; chimiotaxisme ; extrusion de liposomes ; parasitologie

### Unité de vente :

100 Membranes PC 47 mm