


FICHE TECHNIQUE

Référence	10417106
Désignation	Membrane PC 25 mm



Description :

- ✓ Membrane de filtration Nuclepore
- ✓ En polycarbonate
- ✓ Forme : ronde
- ✓ Taille des pores : 0,4 μm
- ✓ Dimensions : \varnothing 25 mm

Exemples d'applications : epifluorescence ; cytologie ; contrôle de l'eau ; clarification de solutions ; biologie cellulaire ; contrôle des produits pharmaceutiques ; contrôle des boissons ; analyse de l'air ; tests EPA ; contrôles de l'environnement ; HPLC ; contrôle des carburants ; chimiotaxisme ; extrusion de liposomes ; parasitologie

Unité de vente :

100 Membranes PC 25 mm