


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Référence | 10417306 |
| Désignation | Membrane nucléopore 25 mm |



Description :

- ✓ Membrane de filtration en polycarbonate
- ✓ Extrêmement fine (environ 10 µm)
- ✓ Biologiquement neutre
- ✓ Excellente résistance chimique
- ✓ Bonne stabilité thermique
- ✓ Applications : cytologie, contrôle de l'eau, clarification de solutions, biologie cellulaire, contrôle des produits pharmaceutiques, contrôle des boissons, analyse de l'air, test EPA, contrôle de l'environnement, HPLC, contrôle des carburants, chimiotaxisme, extrusion de liposomes, parasitologie
- ✓ Porosité 0,8 µm
- ✓ Forme ronde
- ✓ Diamètre 25 mm

Unité de vente :

100 Membranes nucléopores 25 mm