

FICHE TECHNIQUE

Référence	10462206
Désignation	Filtre seringue



Description :

- ✓ Filtre seringue Puradisc Whatman
- ✓ Membrane Cellulose Acétate
- ✓ Corps en polycarbonate
- ✓ Application : échantillons HPLC

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Diamètre col : 30 mm
- ✓ Seuil de filtration : 0,2 µm
- ✓ Entrée luer lock (FLL), sortie leur (MLL)
- ✓ Pour volume jusqu'à 100 ml

Unité de vente :

500 Filtres seringue
