

Désignation

- Membrane Amersham Protran 0,1 μ m 30 cm \times 4 m
- Référence : 10600000

Unité de vente : 1



Description

- Amersham Protran 0.1 NC
- 1 rouleau de 300 mm \times 4 m
- Une membrane de buvardage polyvalente en nitrocellulose avec une taille de pores de 0,1 μ m.
- Compatible avec une variété de systèmes d'étiquetage et de détection.
- La capacité de liaison élevée des petites protéines (< Mr 10 000) réduit le risque de "blow-through".
- La formule exclusive de nitrocellulose donne une longue durée de conservation des protéines liées.

