

FICHE TECHNIQUE

Référence	10600004
Désignation	MEMBRANE AMERSHAM PROTRAN PREMIUM 0,2 μ M 30 CM \times 4 M



Description :

- ✓ Membrane de buvardage en nitrocellulose, avec une taille de pores de 0,2 μ m, pour une excellente sensibilité
- ✓ Matériau : Nitrocellulose
- ✓ Taille des pores 0,2 μ m
- ✓ Application Western, Southern et Northern Blotting
- ✓ Capacité de liaison 173-203 μ g IgG/cm²
- ✓ Autoclavable Oui (autoclave à vapeur)
- ✓ Dimension 300mm x 4m

Unité de vente :

1 Membrane
