

FICHE TECHNIQUE

Référence	10600018
Désignation	Membrane Amersham Protran Supported 0,45 µm



Description :

- ✓ Membranes de transfert en nitrocellulose Amersham Protran Supported
- ✓ Membranes « sandwich » prêtes à l'utilisation
- ✓ Taille des pores : 0,45 µm
- ✓ Conditionnement : sur rouleau
- ✓ Dimensions 200 mm x 4 m

Unité de vente :

1 Rouleau membrane Amersham Protran Supported 0,45 µm
