

Désignation

- Pointe pour bras pipeteur LiHa - standard
Portoir standard - 200 µl - à filtre –
sur rack de 96 pointes

Référence

- 10612553

Unité de vente : 17280



Description

- Pointes pour bras pipeteur LiHa
- Embouts jetables 200 µL - Filtrés, Standard
- Bras de manipulation de liquides, bras à canal flexible
- Stérile
- Volume : 200 µl
- Matériau : Polypropylène
- Autoclavable
- Pointes en boîtes empilables pour bras LiHa : augmente la capacité de l'automate, les racks vides peuvent être retirés et jetés en utilisant un bras robotisé RoMa ou un module de préhension MCA, Outils de transfert de rack : permettent au bras pipeteur de se saisir d'un rack vide et de le mettre au rebut sans nécessité de module de préhension. Fonctions facilement configurables via l'interface Freedom EVOware
- Les embouts jetables LiHa ont été soigneusement conçus et validés pour fonctionner spécifiquement avec les Liquid Handling Arms™ sur toutes les plateformes Tecan. Ils sont produits selon des normes strictes de qualité et de reproductibilité, garantissant des performances fiables de manipulation des liquides. La fabrication est entièrement automatisée dans un environnement contrôlé, en utilisant des processus de production de pointe, des procédures de contrôle qualité intégrées et des matières premières de première qualité.
- Conditionnement : 180 boîtes de 96 pointes

