


FICHE TECHNIQUE

Référence	110101
Désignation	Tube culture



Description :

Tube de culture en verre, col à vis

Spécifications :

- ✓ En verre sodocalcique 3e classe hydrolytique
- ✓ Fond rond
- ✓ A boucher avec le bouchon en aluminium doré ou avec un bouchon coiffant en plastique
- ✓ Joint caoutchouc gris autoclavable
- ✓ \varnothing x ép. x h : 16,1 x 0,95 x 160 mm

Unité de Vente

299 tubes
