

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	110115
<b>Désignation</b>	Tubes culture verre, col à vis



---

### Description :

- ✓ En verre sodocalcique 3e classe hydrolytique
- ✓ Dimensions : 17,75 x 145 mm
- ✓ Epaisseur : 1,05 mm
- ✓ Fond plat
- ✓ A boucher avec le bouchon en aluminium doré ou avec un bouchon coiffant en plastique
- ✓ Joint caoutchouc gris autoclavable

### Unité de vente :

252 Tubes

---