

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	110699B
<b>Désignation</b>	Capuchon CAP O TEST 19/20



### Description :

- ✓ En aluminium
- ✓ Sans poignée
- ✓ Stérilisable jusqu'à 140°C
- ✓ Pour la fermeture non hermétique de flacons
- ✓ Avec 3 clamps internes de maintien sur le col du flacon/tube
- ✓ Coloris : argent
- ✓ Type : 19/20

### Unité de vente :

100 Capuchons Cap O Test 19/20