

FICHE TECHNIQUE

Référence	110722
Désignation	Jarres anaérobies



Description :

- ✓ Pour la culture d'organismes en anaérobie ou pour les organismes microaérophiles
- ✓ Version économique
- ✓ Avec valves pour l'évacuation et le remplissage avec le gaz souhaité
- ✓ Containers robustes en acier inox
- ✓ Stables aux UV
- ✓ Faciles à nettoyer
- ✓ Couvercles en PVC
- ✓ Manomètres montés sur le couvercle, affichage de la pression positive de - 1 à + 0,2 bars
- ✓ Volume : 3L
- ✓ Dimensions : 120 x 270 mm

Unité de vente :

1 Jarre
