

izidefrost -86°C

ASPIRATEUR DE DEGIVRAGE

FAVORISEZ L'ENTRETIEN DE VOS CONGÉLATEURS

-20°C / -80°C / -150°C

L'outil indispensable pour tout laboratoire disposant d'un parc de congélateurs.

Favorisez un dégivrage plus régulier, évitant d'éteindre le congélateur et le transfert de son contenu. Ainsi prolongez la durée de vie de vos congélateurs et réduisez votre consommation électrique de **-30% à -50%**

APPAREIL PROFESSIONNEL :

- ✓ Caractéristiques techniques spécifiquement optimisées pour permettre l'aspiration de glace et de neige à -80°C.
- ✓ Raclette en inox : Grattez et cassez le givre
- ✓ Cuve inox 22L : Aspirez le givre et la glace
- ✓ Filtre HEPA en sortie d'air : évitez toutes contaminations en cas d'aspiration d'un échantillon ou d'un résidu d'échantillon.

*Dimensions : L3.6 cm x H59.9cm - Poids : 7.5kg
Débit d'air : 4000l/m - Niveau sonore : 65dba*

**DEGIVRAGE
RAPIDE
FACILE
PROPRE**



contact@izibio.fr | +33 6 26 86 06 68