

FICHE TECHNIQUE

Référence	1113185B
Désignation	Papiers filtre



Description :

- ✓ Application : travaux généraux de laboratoire
- ✓ Aspect : crêpé
- ✓ Vitesse de filtration : lente
- ✓ Grade : 304
- ✓ Gamme de rétention : 40 μm
- ✓ Grammage : 120 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,35 mm
- ✓ Vitesse de filtration selon norme DIN 53137 : 11 secondes
- ✓ Diamètre : 185 mm

Unité de vente :

50 Papiers filtre
