

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	1114185
<b>Désignation</b>	Papier filtre Grade 114



### Description :

- ✓ Filtre en cellulose fabriqué à partir d'ouate de coton haute qualité
- ✓ Filtre qualitatif, résistant à l'humidité
- ✓ Vitesse de filtration rapide
- ✓ Rétention : 25 µm
- ✓ Epaisseur : 190 µm
- ✓ Grammage : 75 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Dimensions : Ø 185 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtres grade 114