

Anabac®

Déodorant pour autoclave

Réf. 320 100 (Classic) - **Réf. 320 200** (Poma) - **Réf. 320 300** (Citrus)

Réf. 320 600 (Berry) - **Réf. 320 500** (Peach)



Anabac® est un déodorant pour autoclave qui rafraîchit et parfume l'air du laboratoire suite à un autoclavage.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Fond complètement sans laisser de résidus
 - Aucun effet sur l'autoclavage
 - Compatible avec tout autoclave
 - Biodégradable
 - Parfum français
 - Pot de 100 gélules
 - Disponible en 5 fragrances
- Emballage (l x p x h) : 12 x 10 x 8 cm, poids : 160 g

Anabac® Classic

Réf. : 320 100

Fragrance d'eucalyptus

Anabac® Poma

Réf. : 320 200

Fragrance pomme

Anabac® Citrus

Réf. : 320 300

Fragrance citron

Anabac® Berry

Réf. : 320 600

Fragrance fruits rouges

Anabac® Peach

Réf. : 320 500

Fragrance pêche