

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	112117B
<b>Désignation</b>	Cuve spectro micro ps 2ml en boite mousse



### Description :

- ✓ Cuves jetables pour la spectrophotométrie, réalisées en matière plastique haute performance (Polystyrène Optique).
- ✓ Équipé d'une flèche de référence pour une insertion correcte dans le boîtier du spectrophotomètre.
- ✓ Conformes aux normes CE

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 0.5 - 2 ml
- ✓ Dimensions : 10 x 4 x 45 mm
- ✓ Type : micro
- ✓ Unité de mesure : NR

### Unité de vente :

1000 Cuvettes