

Désignation

- Entonnoir en polypropylène Steriware®

Référence

- 114086

Unité de vente : 1



- 
- Entonnoir à liquide 50 mm
  - Matériau de construction : Polypropylène (PP) - vierge
  - Conforme à la norme FDA CFR 177.1520
  - Conforme aux réglementations UE 10/2011
  - Conforme aux réglementations CE 1935/2004
  - Sans ESB/EST
  - Méthode de construction : Pièce unique, moulée par injection
  - Diamètre max. : 68 mm
  - DI au sommet de l'entonnoir : 50 mm
  - Hauteur totale : 56 mm
  - DI au bas du bec : 8 mm
  - DI au bas du bec : 5 mm
  - DI au haut du bec : 12 mm
  - Poids nominal : 19 g
  - Réutilisable
  - Parfait pour les liquides
  - Conditions de stockage recommandées : Sec et à température ambiante