

## Désignation

- Préleveur liquide en mallette avec pompe à main inox et flacon 100 ml

## Référence

- 114434

Unité de vente : 1



---

## Description

- La pompe Liquid Sampler en acier inoxydable est conçue pour des travaux de contrôle qualité et de test rapides. Il est idéal pour l'échantillonnage de liquides jusqu'à environ 4 m de profondeur. Le tube étant la seule pièce en contact, il est idéal pour un échantillonnage sans contamination.
- Contenu de l'ensemble d'échantillonneurs de pompe :
  - 1 x pompe à main en acier inoxydable (conception facile à nettoyer)
  - 10 x bouteilles PE 100 ml 1 x tuyau PE 10 m
  - 1 x coupe-tube 1 x poids de tuyau en acier inoxydable
  - 1 x étui de transport



- Cet échantillonneur ne doit pas être utilisé avec des solvants inflammables
- L'échantillon est aspiré par le tuyau dans la bouteille.
- **Mode d'emploi**
- Fixez un tuyau et une bouteille à la pompe. Faire fonctionner l'échantillonneur qui aspirera le liquide du tube dans la bouteille. Le Pump Sampler convient aux liquides de faible à moyenne viscosité. Les seules pièces en contact avec le produit sont le tuyau de distribution et le flacon d'échantillon. Il est idéal pour les matériaux comme l'eau, l'huile et les liquides.
- Qualité - fabriqué en acier inoxydable 316l de haute qualité, avec tube en ptfe ou pe de qualité alimentaire
- Flexibilité - idéal pour échantillonner jusqu'à 4 m de profondeur