


FICHE TECHNIQUE

Révision 4 – janvier 2014

Désignation du produit : Tube 5 ml

Spécifications

| | |
|---------------------|--|
| | 115061 |
| |  |
| Description | Tube de 5 ml, MICROLON®600, haute fixation, fond rond |
| Dimension | Ø [mm] x hauteur [mm] : 12 x 75 |
| Volume | Volume nominal : 5 ml Volume de travail : 4 ml |
| Matière | PS (Polystyrène), absence de métaux lourds |
| Couleur | Transparent |
| Stérilisation | - |
| Autres informations | Dispositif à usage unique |

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|---|
| Basic | - |
| Température de stockage | - 20°C à +60°C |
| Autoclavable | - |
| Centrifugation, max RCF | 5800 x g: rotor angulaire 5800 x g: rotor nacelles |
| Durée de vie | 4 ans après le mois de production |
| Autres informations | - |

Conditionnement

| | |
|-----------------|------------|
| Conditionnement | 250 / 2000 |
|-----------------|------------|