

## Désignation

- Tube culture fond rond pp 5ml cap 2 positions stérile Greiner
- Référence : 115261



Unité de vente : 1000

---

## Description

- Tube volume 5ml
- Fond rond
- Transparent, gradué
- Diamètre : 12 mm ; hauteur : 75 mm
- Volume : 5 ml
- Matière : Polypropylène  
Le polypropylène montre une haute résistance thermique, mécanique et chimique. Il est recommandé pour le stockage des échantillons chimiques ou biologiques
- Bouchon double position  
Avec bouchon de ventilation deux positions qui remplit deux fonctions :
  1. Enforcé faiblement, le contenu du tube est ventilé uniformément.
  2. Enforcé fermement, en pressant plus le bouchon, une fermeture étanche du tube est obtenue.
- Stérile
- Analysé pour détection ADNase, ARNase et ADN humain
- Exempt d'endotoxines détectables
- Conditionnement : emballage individuel

